


Mimi und Martin sind beide taub, können aber dennoch wahrnehmen, wenn ihre Tochter weint ...



Mimi, Martin und ihre 6 Monate alte Tochter Susanne haben gerade eine sehr hübsche 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon bezogen. Da die beiden taub sind, suchen sie nach einer einfachen Lösung, um auf das Weinen der Tochter aufmerksam gemacht zu werden. Gleichzeitig möchten Sie aber wahrnehmen können, wenn das Texttelefon und die Tür klingeln und natürlich auch, wenn ein Signal vom Rauchmelder kommt. Martin möchte auch noch morgens ordentlich geweckt werden, aber so, daß Mimi nicht gestört wird. Kann man wirklich alle diese Wünsche erfüllen?



Die Antwort ist ja! Ein Bellman Visit 868 Türsignalsender wurde innen direkt neben der Türklingel angebracht und ein Bellman Visit 868 Telefonsignalsender wurde mittels Adapter in die Telefondose gesteckt. Danach wurde ein Bellman Visit 868 Babyrufsender neben Susannes Bett gestellt und ein Bellman Visit 868 Rauchmeldesender in der Diele an der Decke angebracht. Da Mimi und Martin beide taub sind und keine akustischen Signale hören können, haben sich beide für einen Bellman Visit

Taschenvibrator entschieden, der durch Vibrationen und Lichtsignale auf sich aufmerksam macht. Der Bellman Visit 868 Taschenvibrator ist im täglichen Leben sehr praktisch, da man damit mobil ist. Um den Bellman Visit 868 Taschenvibrator zu laden, haben sich die beiden für zwei Bellman Visit Ladegeräte entschieden, die auf dem Nachttisch neben ihrem Bett stehen. Martin hat außer dem Ladegerät noch einen Bellman Visit 868 Wecker mit Vibrationskissen, wohingegen an Mimis Ladegerät nur ein Vibrationskissen angeschlossen ist.

Vertrieb: