

Für mehr Sicherheit im Alltag

Bellman Visit 868 Personen-Rufsystem kleiner Funk-Sender & mobiler Taschenvibrator-Empfänger



Mobiler Sender mit Trageschleife



mobiler Sender - Rufknopf



mobiler Taschenvibrator-Empfänger

Information zu den Komponenten

Mobiler Rufsender:

Dieser Sender kann beispielsweise in Seniorenheimen oder in der häuslichen Pflege als Rufsender von älteren Personen um den Hals getragen werden. Ein Knopfdruck - und schon eilt Hilfe herbei.

Fester Rufsender:

In der häuslichen Pflege wird dieser Rufsender auch häufig fest an sensiblen Orten montiert, z.B. Bett, Toilette, damit im Problemfall Hilfe gerufen werden kann.

Vibration und Leuchtanzeigen am Empfänger:

Der Bellman Visit 868 Taschenvibrator wird am Hosen/Rockbund oder am Gürtel getragen, und zeigt durch Vibrieren und Aufleuchten der verschiedenfarbigen LEDs an, was sich in der häuslichen Umgebung ereignet hat.

Vibrationskissen (optional):

Das mitgelieferte Ladegerät kann ein Bellman Vibrationskissen Be1270 (Zubehör) betreiben, das am hinteren Anschluss verbunden wird. Das Vibrationskissen wird unter das Kopfkissen gelegt, sodass Sie geweckt werden, wenn der Rufknopf ausgelöst wird, Das Kissen ist nicht im Lieferumfang enthalten.